

Tubos centrífugos

Alta Velocidad **DIAMOND MAX**[™]

¡NUEVO! Los tubos centrífugos Diamond Max[™] están diseñados para soportar un centrifugado de alta velocidad y para satisfacer las demandas del trabajo científico más exigente. Materiales de primera calidad y un proceso automatizado de fabricación libre de contacto que proporciona rendimiento y ahorro para los usuarios.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Gran rendimiento – Velocidades de rotación elevadas con valores máximos de FCR de hasta 20.000 x g.

Materiales de primera calidad – La resina USP de clase VI también cumple con el Código de Reglamentaciones Federales (CFR) 21 de la FDA en cuanto a la seguridad alimenticia.

Certificación – Los tubos se fabrican en condiciones sanitarias, de clase 100.000, irradiados con gamma hasta el nivel de garantía de esterilidad 10⁻⁶ y con certificación que garantiza que no contienen ADNasa y RNasa, ADN humano, pirógenos ni endotoxinas.

A prueba de fugas – Las tapas de fácil sujeción tienen un diseño de anillo de sellado integral para cierres seguros que eliminan filtraciones cuando se utilizan según lo recomendado.

Costo – La producción eficiente y automatizada reduce costos y garantiza una alta calidad.

Facilidad de uso – Los tubos de excepcional claridad tienen marcas de graduación impresas en negro para un volumen total de 15 ml o 50 ml, un espacio de rotulación en blanco brillante y se envasan en bolsas resistentes, con cierre deslizante y resellables.

Ecológico – Los portatubos de cartón son fácilmente reciclables en fuentes de reciclaje de papel bien establecidas.



6296/6298
25 tubos en portatubos
de cartón reciclable



Artículo n.º	Descripción	FCR máx. (g)	Unidad
6295	Tubo centrífugo de 15 ml con tapa, ESTERILIZADA, 25 por bolsa, 20 bolsas por caja	17.000	500
6296	Tubo centrífugo de 15 ml con tapa, ESTERILIZADA, 25 por portatubo, 20 portatubos por caja	17.000	500
6297	Tubo centrífugo de 50 ml con tapa, ESTERILIZADO, 25 por bolsa, 20 bolsas por caja	20.000	500
6298	Tubo centrífugo de 50 ml con tapa, ESTERILIZADO, 25 por portatubo, 20 portatubos por caja	20.000	500
6299	Tubo centrífugo de 50 ml con tapa, ESTERILIZADO, con base, 25 por bolsa, 20 bolsas por caja	7.000	500